

Micro Esthetic flow-viscous /Micro Esthetic Gingiva

Micro Esthetic flow viscous und **Micro Esthetic Gingiva** sind Bis-GMA freie, lichthärtende, fließfähige, hoch röntgenopake (210% AD) Komposite von hoher Viskosität. Es gelten die Richtlinien und Vorgaben der DIN EN ISO 4049.

Micro Esthetic flow viscous und **Micro Esthetic Gingiva** sind in Spritzen erhältlich.

Farben Micro Esthetik flow-viscous: **A1 / A2 / A3 / A3.5**

Farben Micro Esthetic Gingiva: **G-L (light) / G-M (medium) / G-D (dark) / G-SD (super dark)**

Zusammensetzung

Monomermatrix: Diurethandimethacrylat, Butandiol dimethacrylat,

Gesamtfüllstoff: 77 Gew% Glasfüllstoff, pyrogene Kieselsäure

Indikationen von Micro Esthetic flow viscous:

- Fissurenversiegelung
- Erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren
- Füllungen der Klasse V nach Black (Zahnhalskaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte)
- Minimalinvasive Füllungen der Klassen I, II und III nach Black
- Korrekturen von Zahnschmelzdefekten
- Ausblocken von Unterschnitten
- kleinere Form- und Farbkorrekturen am Schmelz

Indikationen von Micro Esthetic Gingiva:

- Restaurationen im Zahnfleischbereich
- Bedecken von freiliegenden Zahnhälsen
- Füllungen der Klasse V nach Black (Zahnhalskaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte)

Art der Anwendung:

Vorbehandlung

Vor der Behandlung die Zahnhartsubstanz mit einer fluoridfreien Polierpaste reinigen. Für **Micro Esthetik flow-viscous** erfolgt die Farbauswahl im noch feuchten Zustand mit der Vita™-Farbskala.

1. Kavitätenpräparation

Zahnhartsubstanzschonende Präparation der Kavität, gemäß den allgemeinen Regeln der Adhäsivtechnik. Im Frontzahnbereich sind alle Schmelzränder anzuschärfen. Im Seitenzahnbereich dagegen keine Abschärfungen der Ränder vornehmen und Federränder vermeiden. Anschließend Kavität mit Wasserspray reinigen, von allen Rückständen befreien und trocknen. Eine Trockenlegung ist erforderlich. Die Anwendung von Kofferdam wird empfohlen.

Bei der Anwendung von **Micro Esthetic Gingiva** sollte im Fall von nicht kariösen Defekten die Zahnoberfläche angeraut werden.

2. Pulpaschutz / Unterfüllung

Bei Verwendung eines Schmelz-Dentin-Adhäsivs kann auf eine Unterfüllung verzichtet werden. Im Falle von sehr tiefen, pulpanahen Kavitäten entsprechende Bereiche mit einem Calciumhydroxid-Präparat abdecken.

3. Approximalkontaktgestaltung

Bei Kavitäten mit approximalen Anteilen eine transparente Matrice anlegen und fixieren.

4. Adhäsivsystem

Ätzen (z. B. **Best Etch**) und Bonden (z. B. **Bond LC**) gemäß den Herstellerangaben. Bei der Anwendung von **Micro Esthetic Gingiva** empfehlen wir die Verwendung eines selbstständigen Adhäsivs, z.B. **E-Bond LC**. Die Verwendung erfolgt gemäß Herstellerangaben.

5. Applikation

Das Komposit in dünnen Schichten (max. 2 mm) direkt in die Kavität einbringen. Zur Applikation dienen die beiliegenden gebogenen Applikationskanülen, die aus hygienischen Gründen nur für den Einmalgebrauch bestimmt sind. Bei der Applikation mit der Kanüle keine Luftblasen mit einbringen. Auf eine gute Benetzung der vorbereiteten Zahnhartsubstanz achten. Jede aufgetragene Schicht mit einem handelsüblichen Polymerisationsgerät **40 Sekunden** aushärten. Der Lichtleiter ist dabei so nahe wie möglich an die Füllungsoberfläche zu halten. Bei der Polymerisation bildet sich an der Oberfläche eine Dispersionsschicht, die nicht berührt oder entfernt werden darf. Sie dient zum Anschluss der folgenden Komposit-Schichten.

6. Ausarbeitung

Das Komposit kann nach der Polymerisation sofort ausgearbeitet und poliert werden. Zur Ausarbeitung eignen sich Finierdiamanten, flexible Scheiben, Silikonpolierer sowie Polierbürsten.

Besondere Hinweise:

- Bei zeitlich umfangreichen Restaurationen sollte die OP-Leuchte vorübergehend weiter vom Arbeitsfeld entfernt werden, um einer vorzeitigen Aushärtung des Komposits vorzubeugen oder das Material mit einer lichtundurchlässigen Folie abgedeckt werden.

- Die zur Applikation beiliegenden gebogenen Applikationskanülen sind aus hygienischen Gründen nur für den Einmalgebrauch bestimmt!
- Zur Polymerisation ist ein Lichtpolymerisationsgerät mit einem Emissionsspektrum von 350 – 500 nm einzusetzen. Die geforderten physikalischen Eigenschaften werden nur mit ordnungsgemäß arbeitenden Lampen erzielt. Deshalb ist eine regelmäßige Überprüfung der Lichtintensität nach Angaben des Herstellers erforderlich.

Lichtintensität für die Aushärtung: 650 mW/cm²

Wellenlänge für die Aushärtung: 350 – 500 nm

Aushärtezeit: 40 sec.

Gefahren- und Sicherheitshinweise: Enthält 1,4-Butandiol dimethacrylat

Achtung:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Gegenanzeigen

Bei Überempfindlichkeiten des Patienten gegen einen der Bestandteile darf dieses Produkt nicht oder nur unter strenger Aufsicht des behandelnden Arztes/Zahnarztes verwendet werden. In diesen Fällen ist die Zusammensetzung des von uns gelieferten Medizinprodukts auf Anfrage erhältlich. Bekannte Kreuzreaktionen oder Wechselwirkungen des Medizinprodukts mit anderen bereits im Mund befindlichen Werkstoffen müssen vom Zahnarzt bei Verwendung berücksichtigt werden.

Nebenwirkungen:

Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizinprodukts sind bei sachgemäßer Verarbeitung und Anwendung äußerst selten zu erwarten. Immunreaktionen (z. B. Allergie) oder örtliche Missempfindungen können prinzipiell jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen - auch in Zweifelsfällen - bekannt werden, bitten wir um Mitteilung.

Zur Vermeidung einer möglichen Pulpenreaktion ist bei Kavitäten mit freiliegendem Dentin für einen geeigneten Schutz der Pulpa zu sorgen (z. B. calciumhydroxidhaltiges Präparat aufbringen).

Wechselwirkung mit anderen Mitteln:

Phenolische Substanzen (wie z. B. Eugenol) inhibieren die Polymerisation. Daher keine Unterfüllungsmaterialien verwenden, die derartige Substanzen enthalten.

Desinfektion / Schutz vor Kreuzkontamination:

Ziehen Sie eine Hygienehülle über die funktionierende Spritze, auf die bereits eine Applikationskanüle aufgesetzt wurde. Durchstechen Sie das geschlossene Ende der Hülle mit der Kanüle, sodass die Kanüle zur Verwendung freiliegt. Die Verwendung einer Hygienehülle erleichtert die Reinigung und Desinfektion der Spritze zwischen zwei Patienten.

Nach der Verwendung der umhüllten Spritze entfernen Sie die Kanüle und die Hülle, indem Sie die Basis der Kanüle durch die Hygienehülle greifen und drehen, und sie dann mittels der Hülle von der Spritze abziehen. Führen Sie die Kanüle und die Hygienehülle der entsprechenden Abfallentsorgung zu. Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf die Spritze auf.

Desinfektion: Nach dem Entfernen der Applikationskanüle und der Hygienehülle desinfizieren Sie die Spritze mit einer vom Center for Disease Control (Zentrum für Seuchenkontrolle) empfohlenen und von der American Dental Association befürworteten Zwischendesinfektionsmethode (Kontaktdesinfektion mittels Flüssigkeit) - Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings – 2003 (Vol. 52, No. RR.17), Centers for Disease Control and Prevention (USA). (Richtlinie für Infektionsbekämpfung im dentalmedizinischen Umfeld 2003 (Band 52; Nr. RR-17), Zentrum für Seuchenkontrolle und Prävention (USA)).

Lager- und Aufbewahrungshinweise:

Bei 10 – 25 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Spritzen nach Gebrauch sofort gut verschließen. Vor Gebrauch sollte das Material Raumtemperatur erreicht haben. Kolben der Spritze nach Gebrauch etwas zurückziehen, um ein Verkleben der Austrittsöffnung zu vermeiden. Nach Ablauf des Verfalldatums (siehe Etikett der Spritze) nicht mehr verwenden. Nur für zahnärztlichen Gebrauch. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Dieses Produkt wurde speziell für den erläuterten Einsatzbereich entwickelt. Es ist gemäß den in der Anleitung vorgeschriebenen Angaben zu verarbeiten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben.

**Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!**



*Vita ist eine eingetragene Marke der Vita® Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen

Micro Esthetic flow-viscous /Micro Esthetic Gingiva

Micro Esthetic flow viscous und **Micro Esthetic Gingiva** are Bis-GMA free, light curing, flowable, radiopaque (210%AD), high viscosity Composites. Complies with the guidelines described in DIN EN ISO 4049.

Micro Esthetic flow viscous und **Micro Esthetic Gingiva** are available in syringes.

Colours Micro Esthetik flow-viscous: **A1 / A2 / A3 / A3.5**

Colours Micro Esthetic Gingiva: **G-L (light) / G-M (medium) / G-D (dark) / G-SD (super dark)**

Composition

Monomer matrix: Diurethane dimethacrylate, 1,4-butanediol dimethacrylate

Total filler: 77% by weight (57% by volume) anorganic filler (0.005 – 40 µm)

Indications Micro Esthetic flow viscous:

- Fissure sealing
- Extensive fissure sealing on molars and premolars
- Fillings in Black's class V (cervical caries, root erosions, v-shaped lesions)
- Minimally invasive fillings in Black's classes I, II and III
- Corrections of enamel defects
- Blocking out undercuts
- Small corrections of shape and color of the enamel

Indikationen von Micro Esthetic Gingiva:

- Restorations on the gingiva
- Covering of exposed tooth neck
- Fillings in Black's class V (cervical caries, root erosions, v-shaped lesions)

Procedure:

Pre-treatment:

Before starting the treatment, clean the hard tooth substance with a fluoride-free polishing paste. Select the correct color for **Micro Esthetik flow-viscous**.

1. Cavity preparation

Prepare the cavity according to the general rules of the adhesive technique. Use a procedure that is gentle on the hard tooth substance. Bevel the incisal edges on anterior teeth. Do not bevel the edges on posterior teeth. Avoid irregular edges. Next, clean the cavity with water spray, remove all residue and dry. It is necessary to dry the site completely. We recommend the use of a kofferdam.

In case of non carious defects the tooth sureface has to be roughening before using **Micro Esthetic Gingiva**.

2. Pulp protection/liner

The use of a liner can be foregone, if an enamel dentin adhesive is used. In case of very deep cavities that come close to the pulp, cover the according surfaces with a calcium hydroxide compound.

3. Design of the approximal contacts

For cavities in approximal areas, insert and fix a transparent matrix.

4. Adhesive system

Etch (z. B. **Best Etch**) and bond (z. B. **Bond LC**) according to the manufacturer's instructions.

For **Micro Esthetic Gingiva** we recommend a selfetching adhesive, e.g. **E-Bond LC**. Please use the adhesive according to the manufacturer's instructions.

5. Application

Fill the composite in thin layers (max. 2 mm) directly into the cavity. Use the disposable curved application tips included with the material. For hygiene reasons, do not use the application tips more than one time. Avoid introducing air bubbles into the material during application with the tip. Ensure that the prepared hard tooth substance is well-coated. Polymerize each layer with a conventional polymerization lamp for 40 sec. A dispersion layer will form on the surface of the material during polymerization. This dispersion layer forms the chemical bond between the layers and must not be touched or removed.

6. Finishing

The composit is ready to be finished and polished directly after polymerization. Suitable tools are finishing diamonds, flexible wheels, silicone polishers and polishing brushes.

Special notes:

- In case of extensive restorations, the surgical light should be moved away from the working area temporarily to avoid premature curing of the composite. Alternatively, the material can be covered with a light-tight foil.
- For hygiene reasons, do not use the curved application tips included with the product more than once. Dispose of the tips directly after use.
- Use a light polymerization system with an emission range of 350 – 500 nm to polymerize the material. The required physical properties are only reached if the polymerization light functions properly. Therefore, it is necessary to check the light intensity regularly according to the manufacturer's instructions

Light intensity for polymerization : 650 mW/cm²

Wave length for polymerization : 350 – 500 nm

Polymerization time: 40 sec.

Hazard statement / precautionary statement: Contains Tetramethylene dimethylacrylate

Warning:

May cause an allergic skin reaction. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Contra-indications

If a patient has known hypersensitivities towards a component of this product, we recommend not to use it or to do so only under strict medical supervision. The dentist should consider known interactions and crossreactions of the product with other materials already in the patient's mouth before using the product.

Side-effects:

With proper use of this medical device, unwanted side-effects are extremely rare. Reactions of the immune system (allergies) or local discomfort, however, cannot be ruled out completely. Should you learn about unwanted side-effects - even if it is doubtful that the side-effect has been caused by our product - please kindly contact us.

In case of exposed dentin in a cavity, ensure a proper protection of the pulp to avoid possible pulp reactions (e. g. line the cavity with a calcium hydroxide compound).

Cross-reactions with other substances:

Phenolic substances (e. g. eugenol) inhibit polymerization. Therefore, these materials (e. g. zinc oxide eugenol cements) must not be used as liners.

Disinfection / Protection from cross-contamination:

Place the functioning syringe with attached application tip into a suitably shaped barrier sheath; pierce end of sheath with cannula, exposing the cannula for use. Using a barrier sheath facilitates cleaning and disinfection of the syringe between patients. After use of sheathed syringe, remove delivery tip and sheath by grasping on the hub of the delivery tip through the sheath, twist and remove tip along with sheath. Discard used tip and sheath in appropriate waste stream. Replace syringe storage cap. Disinfect - After removal of the delivery tip and sheath, disinfect this product using an intermediate level disinfection process (liquid contact) as recommended by the Centers for Disease Control and endorsed by the American Dental Association, Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings – 2003 (Vol. 52; No. RR-17), Centers for Disease Control and Prevention (USA).

Storage:

Store at temperatures between 10 °C and 25 °C (50 °F to 77 °F). Avoid direct sunlight. Screw the cap back onto the syringe tightly after each use. Let the material reach room temperature before use. Withdraw the plunger slightly after use to keep the outlet from becoming plugged. Do not use use after the expiration date (see label on the syringe). Only for use in dentistry. Keep out of children's reach. This product has been developed for the specific use illustrated above. Only process as described in these instructions. The manufacturer will not be held liable for any damages that result from improper use or improper processing.

Keep away from children!

For dental use only!



*Vita is a registered trademark of Vita® Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen

Micro Esthetic flow-viscous /Micro Esthetic Gingiva

O **Micro Esthetic flow-viscous** e o **Micro Esthetic Gingiva** são compostos livres de Bis-GMA, foto polimerizáveis, fluíveis, radiopacos (210% AI) e de alta viscosidade. Cumprem as diretrizes descritas na DIN EN ISO 4049.

O **Micro Esthetic flow-viscous** e o **Micro Esthetic Gingiva** estão disponíveis em seringas.

Cores Micro Estetik flow-viscous: **A1 / A2 / A3 / A3.5**

Cores Micro Esthetic Gingiva: **G-L (claro) / G-M (médio) / G-D (escuro) / G-SD (super escuro)**

Composição

Matriz monomérica: Dimetacrilato de diuretano, dimetacrilato de 1,4-butanodiol

Preenchimento total: 77% em peso (57% em volume) de carga inorgânica (0,005 - 40 µm)

Indicações de Micro Esthetic flow viscous:

- Selagem de fissuras
- Selagem extensiva de fissuras em molares e pré-molares
- Preenchimentos na classe V Black (cáries cervicais, erosões radiculares, lesões em forma de V)
- Preenchimentos minimamente invasivos nas classes I, II e III Black
- Correções de defeitos de esmalte
- Bloqueio de ressaltos
- Pequenas correções de forma e cor do esmalte

Indicação de Micro Esthetic Gingiva:

- Restaurações na gengiva
- Cobertura do pescoço do dente exposto
- Preenchimentos na classe V Black (cáries cervicais, erosões radiculares, lesões em forma de V)

Procedimento:

Pré-tratamento:

Antes de iniciar o tratamento, limpe a substância do dente duro com uma pasta de polimento sem flúor. Selecione a cor correta para o **Micro Esthetic flow-viscous**.

1. Preparação da cavidade

Prepare a cavidade de acordo com as regras gerais da técnica adesiva. Use um procedimento que seja cuidadoso com a substância do dente duro. Cortar os cantos incisais nos dentes anteriores. Não cortar os cantos nos dentes posteriores. Evite bordas irregulares. Em seguida, limpe a cavidade com spray de água, remova todos os resíduos e seque. É necessário secar o local completamente. Recomendamos o uso de uma borracha elástica.

No caso de defeitos não cariados, a superfície do dente deve estar rugosa antes de usar a **Micro Esthetic Gingiva**.

2. Proteção de celulose / revestimento

O uso de um revestimento pode ser dispensado, se um adesivo de dentina de esmalte for usado. No caso de cavidades muito profundas que se aproximem da polpa, cubra as superfícies correspondentes com um composto de hidróxido de cálcio.

3. Projetar contactos aproximados

Para cavidades em áreas aproximadas, insira e corrija uma matriz transparente.

4. Sistema adesivo

Usar Etch (z. B. Best Etch) and bond (z. B. Bond LC) de acordo com as instruções do fabricante. Para Micro Esthetic Gingiva, recomendamos um adesivo auto condicionante, por ex. E-Bond LC. Por favor, use o adesivo de acordo com as instruções do fabricante.

5. Aplicação

Preencha o composto em camadas finas (máx. 2 mm) diretamente na cavidade. Use os aplicadores curvos incluídos no material. Por razões de higiene, não use os aplicadores mais de uma vez. Evite introduzir bolhas de ar no material durante a aplicação com a ponta. Verifique se a substância preparada para o dente duro está bem revestida. Polimerize cada camada com uma lâmpada de polimerização convencional por 40 segundos. Uma camada de dispersão forma-se na superfície do material durante a polimerização. Essa camada de dispersão forma a ligação química entre as camadas e não deve ser tocada ou removida.

6. Acabamento

O composto está pronto para ser finalizado e polido diretamente após a polimerização. As ferramentas adequadas são diamantes para acabamento, rodas flexíveis, polidores de silicone e escovas de polimento.

Notas especiais:

- No caso de restaurações extensas, a luz cirúrgica deve ser afastada temporariamente da área de trabalho para evitar a cura prematura do composto. Como alternativa, o material pode ser coberto com uma folha fixa à luz.

- Por razões de higiene, não use as dicas de aplicação curvas incluídas no produto mais de uma vez. Descarte as dicas diretamente após o uso.

- Use um sistema de polimerização leve com uma faixa de emissão de 350 - 500 nm para polimerizar o material. As propriedades físicas requeridas são alcançadas apenas se a luz de polimerização funcionar adequadamente. Portanto, é necessário verificar a intensidade da luz regularmente, de acordo com as instruções do fabricante.

Intensidade da luz para polimerização: 650 mW/cm²
Comprimento de onda para polimerização: 350 - 500 nm
Tempo de polimerização: 40 seg.

Declaração de perigo / declaração de precaução: Contém dimetacrilato de tetrametileno

Aviso:

Pode causar uma reação alérgica da pele. Use luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / proteção facial. Se ocorrer irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Contra-indicações

Se um paciente tiver hipersensibilidade a um componente deste produto, recomendamos não usá-lo ou fazê-lo apenas sob rigorosa supervisão médica. O dentista deve considerar interações conhecidas e reações cruzadas do produto com outros materiais que já estão na boca do paciente antes de usar o produto.

Efeitos secundários:

Com o uso adequado deste dispositivo médico, efeitos secundários indesejados são extremamente raros. Reações do sistema imunológico (alergias) ou desconforto local, no entanto, não podem ser descartadas completamente. Se entender eventuais efeitos colaterais indesejados - mesmo que sejam duvidosos mas que tenham sido causados pelo nosso produto - entre em contacto conosco.

No caso de dentina exposta numa cavidade, garanta uma proteção adequada da polpa para evitar possíveis reações (por exemplo, forre a cavidade com um composto de hidróxido de cálcio).

Reações cruzadas com outras substâncias:

Substâncias fenólicas (por exemplo, eugenol) inibem a polimerização. Portanto, esses materiais (por exemplo, cimentos de óxido de zinco eugenol) não devem ser utilizados como revestimentos.

Desinfecção / proteção contra contaminação cruzada:

Coloque a seringa em funcionamento com a ponta de aplicação acoplada numa bacia em forma de barreira adequada; perfure a extremidade da bacia com a cânula, expondo a cânula para uso. O uso de uma bacia facilita a limpeza e desinfecção da seringa entre os pacientes.

Após o uso da seringa, remova a ponta de entrega e a bacia segurando no cubo da ponta de entrega através da bacia, torça e remova a ponta junto com a bacia. Descarte a ponta e a bacia usadas no fluxo de resíduos apropriado. Substitua a tampa de armazenamento da seringa. Desinfetar - Após a remoção da bacia e ponta de entrega, desinfete este produto usando um processo de desinfecção de nível intermediário (contacto com o líquido), recomendado pelos Centros de Controle de Doenças suportados pela American Dental Association, Diretrizes para Controle de Infecções em Configurações de Cuidados de Saúde Odontológicos - 2003 (Vol. 52; No. RR-17), e Centros de Controle e Prevenção de Doenças (EUA).

Armazenamento:

Armazene a temperaturas entre 10 ° C e 25 ° C (50 ° F a 77 ° F). Evite luz solar direta. Aparafuse firmemente a tampa na seringa após cada uso. Deixe o material atingir a temperatura ambiente antes de usar. Retire o êmbolo levemente após o uso para evitar que a tomada fique obstruída. Não utilize após o prazo de validade (consulte o rótulo na seringa). Apenas para uso em odontologia. Manter fora do alcance das crianças. Este produto foi desenvolvido para o uso específico ilustrado acima. Processe apenas conforme descrito nestas instruções. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes de uso inadequado ou processamento inadequado.

Mantenha longe das crianças!
Apenas para uso dentário!



* Vita é uma marca registrada da Vita* Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen

Micro Esthetic flow-viscous Micro Esthetic Gingiva

Gebrauchsanweisung

D

Recommendation for use

EN

Recomendações para uso

PT

Delivery Form:

Micro Esthetic flow-viscous, A1 Syringe with 2 g, 5 applicationtips	REF 75075
Micro Esthetic flow-viscous, A2 Syringe with 2 g, 5 applicationtips	REF 75070
Micro Esthetic flow-viscous, A3 Syringe with 2 g, 5 applicationtips	REF 75071
Micro Esthetic flow-viscous, A3.5 Syringe with 2 g, 5 applicationtips	REF 75072
Additional products: Application tips, 1,1 mm x 13 mm bended, 20 pieces	REF 75150
Micro Esthetic Gingiva, G-L (light) Syringe with 2 g, 5 applicationtips	REF 75076
Micro Esthetic Gingiva, G-M (medium) Syringe with 2 g, 5 applicationtips	REF 75077
Micro Esthetic Gingiva, G-D (dark) Syringe with 2 g, 5 applicationtips	REF 75078
Micro Esthetic Gingiva, G-SD (super dark) Syringe with 2 g, 5 applicationtips	REF 75079



bisico® Bielefelder Dentsilsilicone GmbH @ Co.KG • Johanneswerkstraße 3 • D-33611 Bielefeld

Tel.: +49 521 8016800 • Fax.: +49 521 80168001 • Email: info@bisico.de

Our supplier in Portugal:

DUDENTIS, R. Engenheiro Jorge Anjinho, • Lote 7, 1º andar, Escritório A- Apartado 4020 • PT-3030482 Coimbra
 Tel.: 0351 239403291 • Email: dudentis@gmail.com

Rev.: 65370-04.2019