

# bisico®

## FRÜHLINGSANGEBOTE



Angebot-Nr.:01

3 x GLO Science Pro Home

**336,-** statt **420,-**

Sie sparen  
**20%**

### GLO Science Pro Home prämiertes Homebleaching



FOLLOW US!



- ✓ Keine Anfertigung teurer und aufwendiger Tiefziehschienen
- ✓ GLO Mundstück mit integrierter Lampe, welche LED Licht und aktivierende Wärme (42°C) kombiniert
- ✓ 5-mal höhere Effektivität gegenüber Anwendungen ohne Lampe
- ✓ Keine Sensibilitäten



SCAN ME





# NATURAL+™

Die natürliche Lösung der Zahnaufhellung

- ✓ 100% ökologisch
- ✓ Patentierte Formel
- ✓ Behandlung aller Typen intrinsischer und extrinsischer Flecken und Verfärbungen
- ✓ EINMALIGES Auftragen des Bleachinggels, durch gleichbleibend, progressive Freisetzung des  $H_2O_2$
- ✓ Zeitsparende Behandlungsdauer von 30-45 min
- ✓ Bis zu 8 Farbstufen weißere Zähne
- ✓ Das Bleachinggel ist angereichert mit Kalium, Kalziumnitrat, Fluoriden und Mineralien aus dem Toten Meer
- ✓ Hoch ästhetische und langanhaltende Ergebnisse (je nach Lebensgewohnheiten bis zu 2 Jahren)



Mehr zu NATURAL+



Jetzt  
**kostenloses  
Probleaching**  
vereinbaren!

**In-Office Bleaching**

## Micro Esthetic

Hochästhetisches, lichthärtendes Micro-Hybrid Komposit.

- ✓ Ästhetisches Erscheinungsbild, auch unter künstlichen Lichtquellen
- ✓ Höchste Abrasionsfestigkeit durch besonders dichtes Füllstoffgefüge mit Partikelgrößen von 0,05 - 1,5 µm
- ✓ Ausgezeichnete Hochglanzpolierbarkeit
- ✓ Besonders gute Modellierbarkeit und bestes Anpassungsvermögen an die Kanten und Wände von Kavitäten
- ✓ Hohe Röntgenopazität, > 210 % AI
- ✓ Klebt nicht am Instrument



Sie sparen  
**30%**

### Angebot-Nr: 02

1 x Micro Esthetic | 20 Capsules | 0,3 g

Wahlweise: A1 / A2 / A3 / grey

**38,50** statt 55,-

## Micro Esthetic Gingiva

Fließfähiges, zahnfleischfarbenes Komposit zur ästhetischen Restauration von Rezessionen.

- ✓ Schicht- und mischbar
- ✓ Hoch Röntgenopak (210% AI)
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Bis-GMA frei
- ✓ Gute Polierbarkeit



Sie sparen  
**30%**

### Angebot-Nr: 03

Micro Esthetic Gingiva Set | 4 x 2 g Spritze

Inkl. der Farben: light / medium /dark /super-dark

Inkl. Farbring

**70,-** statt 100,-

### Angebot-Nr. 04

Bisico Bulk Fill | 20 Capsules | 0,3 g

**47,-** statt 59,-

Sie sparen  
**20%**

## Bisico Bulk Fill

Hochviskoses, fließfähiges Unterfüllungskomposit

- ✓ **Stabil** - Ausgezeichnete physikalische Eigenschaften, geringer Schrumpf, hohe Elastizität, ausgezeichnete Adaption
- ✓ **Zeitsparend** - Einfache, schnelle Verarbeitung in der Bulk-Fill-Technik, 4 mm Schichtstärke
- ✓ **Ästhetisch** - Universal Dentinfarbe mit natürlicher Farbanpassung
- ✓ **Bis-GMA frei** - Optimierte Biokompatibilität



## Compress putty

Knetbares, additionsvernetzendes Abformmaterial im 5:1 System

- ✓ Extremer Snap-Effekt - lange Verarbeitungs- und kurze Aushärtezeit (< 3 min)
- ✓ Hoher Kompressionsdruck
- ✓ Attraktive, leuchtende Farbeinstellung zur Verbesserung der visuellen Qualitätskontrolle
- ✓ Anwendbar in allen handesüblichen Mischgeräten



### Angebot-Nr.:05

1 x Compress Putty | 380 ml | inkl. 10 dyn. Mischer

1 x S4 suhy | 3 x 50 ml | inkl. 18 Mischer gelb

**98,-** statt **139,50,-**

Sie sparen  
**30%**



## S4 suhy

Additionsvernetzendes, extrem feinfließendes Korrekturabformmaterial für alle Abformtechniken

- ✓ Feinfließend
- ✓ Superhydrophil
- ✓ Thixotrope Einstellung, tropft nicht
- ✓ Extrem zeichnungsscharf

### Angebot-Nr.:06

1 x S4 suhy | 3 x 50 ml | inkl. 18 Mischer gelb

1 x S1 suhy | 2 x 300 ml | inkl. 2 Dosierlöffel

**87,-** statt **124,50,-**

Sie sparen  
**30%**

## S1 suhy

Knetbares Silikonabformmaterial zum Füllen des Löffels in der Doppelmischtechnik oder in der Doppelabdrucktechnik.

- ✓ Geschmeidige Anfangskonsistenz
- ✓ Endhärte von 67 shore A
- ✓ Lange Verarbeitungs- und kurze Abbindezeit, < 3min



## Angebot-Nr. 07

3 x Algi-Press | 380 ml  
| inkl. 10 dyn. Mischer

**93,-** statt **123,-**

Sie sparen  
**25%**



## Algi-Press

Alginat-Ersatz für Situationsabformungen und mehr.

- ✓ Hohe Dimensionsstabilität
- ✓ Starke Zeichnungsschärfe
- ✓ Gutes Rückstellvermögen
- ✓ Kurze Mundverweildauer
- ✓ Angenehmer Geschmack
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Geeignet für Situationsabformungen / Gegenkieferabformungen / zur Erstellung von Provisorien / zur Schienenerstellung / kieferorthopädischen Arbeiten

## Angebot-Nr.:08

10 x Regidur i | 10 x 50 ml | inkl. 50 Mischer pink

Sie sparen  
**20%**

**144,-** statt **180,-**

## Regidur i

Superhartes, schnellaushärtendes Silikonmaterial zur Bissregistrierung

- ✓ Optimale Bearbeitung: schneiden, fräsen ohne zu brechen
- ✓ Standfeste Konsistenz
- ✓ Fließt nicht in die Interdentalräume
- ✓ Kurze Mundverweildauer von 25 sek.
- ✓ Endhärte von 90 Shore A



Bissregistrierung

## Function

Additionsvernetzendes Spezial-Silikonmaterial zur Funktionsrandgestaltung

- Exakte Abformung, weiche, geschmeidige Konsistenz
- Knet- und spritzbar
- Keine Schleimhautverdrängung
- Lange Verarbeitungszeit
- Verlängerte Abbindezeit für die Funktionsabformung



## Angebot-Nr.: 09

1 x Function | 2 x 150g  
 1 x Mandisil | 2x 100g  
 1 x S4 | 2x 100g

Sie sparen  
**25%**

**96,30** statt **128,40**



## Mandisil

Additionsvernetzendes zähfließendes Spezialsilikon zur Basiskorrekturabformung

- Optimale Konsistenz für die Unterkieferabformung
- Tropft nicht
- Nicht thixotrop
- Mischbar mit Bisico S4

## S4

Feinfließendes, additionsvernetzendes Basiskorrekturabformmaterial für den Oberkiefer

- Frei von Thixotropie
- Zeichnungsscharf
- Mischbar mit Bisico Mandisil
- Schwimmende Abformung



## Provi Temp K, 4:1

Ästhetisches, provisorisches Kronen- und Brückenmaterial

- ✓ Extrem bruch- und abrasionsfest
- ✓ Herstellung extra- und intraoral möglich
- ✓ Gut polierbar
- ✓ Blasenfreie Herstellung



### Angebot-Nr.: 10

1 x Provi Temp K | 50 ml

Farbe wahlweise: A1 / A2 / A3 / A3,5 / Bleach

1 x Provi Bond K | 25 ml

**73,-** statt **112,50**

Sie sparen **35%**

## Provi Bond K, 1:1

Eugenolfreier, temporärer Befestigungszement

- ✓ Sehr gute Hafteigenschaften
- ✓ Provisorium lässt sich leicht lösen, ohne den Stumpf zu beschädigen
- ✓ Überschüsse lassen sich sauber entfernen

## Cementime DC

Dualhärtender, eugenolfreier, semi-temporärer Befestigungszement für Kronen und Brücken auf Implantaten sowie zur Befestigung von Langzeitprovisorien

- ✓ Exzellente Hafteigenschaften
- ✓ Keine Schrumpfung, sondern eine kontrollierte, geringfügige Expansion
- ✓ Hoher Randabschluss, wie bei definitiven Zementen
- ✓ Hohe Elastizität - Stoßdämpfende Wirkung auf das Implantat und Knochengewebe
- ✓ Antibakterielle Wirkung dank enthaltendem Zink
- ✓ Leichte Entfernung der Kronen und Brücken



### Angebot-Nr.:13

1 x Cementime DC | 5 ml Spritze

**30,-** statt **40,-**

Sie sparen **25%**

## E-Cem DC

Selbstätzender, dualhärtender, universal Zement zur permanenten Befestigung

- ✓ Ausgezeichnete Farbstabilität, transluzent
- ✓ Unsichtbarer Abschluss zwischen Zahn & Restauration
- ✓ Zeitparend - KEIN Ätzen, Primern, Bonden
- ✓ Ausgezeichnete physikalische Eigenschaften

### Angebot-Nr.:14

1 x E-Cem DC | 5 ml Spritze

Farbe: transluzent

**56,-** statt **74,80**

Sie sparen **25%**



# Bestellen Sie direkt hier!

## Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co.KG

Johanneswerkstraße 3

D-33611 Bielefeld

**Fax:** +49 (0) 521-801 68 01

**Tel.:** +49 (0) 521-801 68 00

**E-Mail:** [info@bisico.de](mailto:info@bisico.de)

**Web:** [www.bisico.de](http://www.bisico.de)

Ab einem Nettoeinkaufswert von **€ 150,-** liefern wir versandkostenfrei.

Name
Straße / Hausnr.
PLZ / Ort
Telefon / Fax
E-Mail

Angebot-Nr.	Angebot	Farbe <small>Falls angegeben</small>	Menge